

국문규격서

| 모델명 | 관세분류번호 (HS-code) | 정부물품분류번호 (8자리) | 품명 | 단위 | 수량 |
|--------|---------------------|-------------------|--------------------|----|----|
| OS-300 | 8479.82 | 41103811 | 오비탈셰이커 (회전식진탕기) | EA | 1 |



I. 용도

실험실에서 실험을 할 때 실험 용기내의 용액이나 물체를 흔들어서 내부 물체를 혼합 또는 반응을 용이하게 하여 주는 기기이며 진탕의 방향이 일정한 궤도를 그립니다.

II. 특징

- 제품 높이가 낮고 흔들림이 적으며 잔고장이 없다.
- Digital Controller에 의한 초 정밀 속도 및 시간운전가능하다.
- 다양한 크기의 형태의 상판을 교체 사용할 수 있는 탈부착식 구조이다.
- 소음과 진동이 적다.

III. 사양

| Spec. / Model | | OS-300 |
|-----------------------|-----------------------------|---|
| Motion | | Orbital |
| Speed | Range | 25 to 300 rpm(up to 350rpm : high speed type) |
| | Accuracy | ±1% |
| | Increment | 1 rpm |
| Time | Range | 59min 59sec or Continuous |
| | Accuracy | ±1% |
| | Increment | 1 minute |
| Controller | | Digital Controller |
| Display | | 4 Digit LED , 2 Display |
| Motor | | Plate type B/L DC Motor |
| Drive system | | Brushless Type |
| Stroke | | 20mm |
| Size | Plate (W x D mm) | 330x330 |
| | External (W x D x H, mm) | 353x400x160 |
| Electric Requirements | | 220VAC 50/60Hz |

| Optional Accessories | |
|----------------------|------|
| 100ml | 36ea |
| 250ml | 23ea |
| 500ml | 16ea |
| 1000ml | 9ea |
| 2000ml | 4ea |

IV. 기타조건

Warranty 12개월